

## A Seadme kasutamine

- Seadmega saab töötada ainult siis, kui ta on ühendatud elektrivõrku. Selleks ühenda vooluadapter enne seadmega tööle asumist elektrivõrgu pistikuga.
- Asetage sobilik otsik puuripesasse.
- Seade on nüüd töövalmis.
- Lülitage seade sisse, keerake selleks kiiruse reguleerimise nuppu ning sama nupu abil valige enda jaoks sobilik kiirus

## B Nõuandeid hoolduseks

- Naha, jala ja küüntheoldus ei ole oluline mitte ainult siis, kui selleks on meditsiiniline näidustus, vaid on ka tähtis kosmeetiline protseduur.
- Alustage varbaküünte lõikamise ja kujundamisega. Varbaküüsi tuleb viilida sirgelt, nii saab vältida küünte nahasse kasvamist. Mikrotäpne viilimine safiirist ketaslihviiga kaitseb sissekasvanud küünte eest.
- Tülikad nahapaksendid tekivad alati jalalaba sellistes piirkondades, mis jäävad kõige suurema surve alla. Nendeks piirkondadeks on enamasti kand, varbanukid ja suure varba kül. Paksenenud nahka töödelge safiirist koonuslihviiga või veelgi parem kui teha seda spetsiaalse kõva naha eemaldamise lihviiga. Korrake seda protseduuri regulaarselt. Mitte mingil juhul ei tohi paksu naha eemaldamisel kasutada radikaalseid meetmeid.
- Sissekasvanud varbaküüsi – kui vaja – saab eemaldada õrnalt kasutades selleks väikest freesi. Pakse puidustunud küüsi saab õhendada kui neid pealt poolt lihvida ning külgedelt viilida. See protseduur on absoluutselt valututu ning ohutu. Rabedaid küünepiirkondi saab puhastada safiirreesiga.
- Konnasilmad on kalluse tekkimise protsessi üheks valusaks tulemuseks. Nad on selline kalluse tüüp (paksenenud nahk), mille puhul välimine kiht on kõvenenud, seesmine aga jäänud pehmeks. Eemalda väline kõva kiht safiirist koonuse kujulise lihviiga ja siis töötle edasi väikese terasreesiga. Selline töötlus kõrvaldab surve. Sügavale vajunud konnasilmi ei tohi ise eemaldada, vaid selleks tuleb pöörduda arsti juurde.
- Kui nahka, jalgu ja küüsi hooldada süstemaatilisel kasutades selleks Promedi seadmeid ja otsikuid, siis regulaarne hooldus muutub positiivseks kogemuseks.

*Lihvivaid otsikuid on saadaval erineva kuju ja tugevusega ning neid on võimalik tellida. Pöörduge OÜ Salong Mereneid poole (601 5952).*

## Lihvimisotsikute kasutamine

### Lihv, ketas / safiir (kood 190011):

Abil saab küüsi lühendada ja kujundada kuni küünte äärteni välja. Tulemuseks on täiuslikult hooldatud küüned, mis ei rebene, murdu ega poolitu.

### Lihv, koonus / safiir (kood 190021):

Abil saab töödelda kallust ja konnasilmi jalgadel ja kätel ning on samuti sobilik väga puidustunud küünte lihvimiseks. Aitab anda kooldus küüntele tagasi õige kuju ja kõrvaldab valusa surve.

### Lihv kõva naha eemaldamiseks / safiir (kood 190061):

Eriti sobilik tugeva paksu kalluse eemaldamiseks kannal ja varbanukkidel, piirkondades, kus esineb eriti tugevat kallust.

### Poleer, koonus / vilt (kood 190041):

Kasutada küünehoolduses lõpliku viimistluse andmiseks. Annab sõrme- ja varbaküüntele loomuliku läike. Täiuslikult siledad küüned ja küüneservad annavad hooldusele ideaalse lõppviimistluse.

### Safiirrees / teravaotsaline (kood 198030):

Aitab kõrvaldada raskesti töödeldavaid nurki ja ääri, kuhu jämedate lihvidega ligi ei pääse. (Olge ettevaatlikud kui kasutate teravaotsalist freesi!)

### Safiirrees / ümaraotsaline (kood 198031):

Kasutada sissekasvanud küünte lahti lihvimiseks. Alusta lahtilõikamist külgedelt ja vabasta küüned aeglaselt. Ümaraotsalist safiirreesi ei tohi kasutada küünenahandi eemaldamiseks, kuna on olemas oht, et võite vigastada küüneatriksi soonekesi.

### Safiirrees / pikk (kood 198034):

Lihvib sissekasvanud küüned aeglaselt lahti. Samuti on selle otsikuga kergesti võimalik eemaldada küünte alt küüneseene poore.

### Teemantrees / koonus, väike (kood 198540):

#### Kivilihv / silinder (kood 198530):

Aitab kõrvaldada raskesti töödeldavaid nurki ja ääri, kuhu jämedate lihvidega ligi ei pääse. (Olge ettevaatlikud kui kasutate teravaotsalist freesi!)

### Teemantrees / silinder (kood 198541):

#### Kivilihv / silinder (kood 198530):

Paksude puidustunud küünte lihvimiseks. Saab anda puidustunud küüntele hea kuju, näevad paremad välja ja surve küüntele on kõrvaldatud.

### Teemantrees / jalgpall (kood 198542):

#### Teemantrees / jalgpall, väike (kood 198543):

Seenhaigusesse nakatunud küünte lihvimiseks; seenepoorid on kergesti kõrvaldatavad. Peale seenepooride eemaldamist tuleb parema tulemuse saavutamiseks küüsi töödelda apteegi lahusega. See otsik on sobilik ka konnasilmade kõvade äärte lihvimiseks, nii vähendate survet varvastel. Lihvida võib ainult surve piirkondi!

### Spindel-lihv / teras (kood 198560):

Omaküünte ja naturaalse küünte ettevalmistamiseks, nii geeli kui ka akrüültehnika puhul.

### Lihviv võru / peeneteraline (kood 198561)

### Lihviv võru / keskmise karedusega (kood 198562)

### Küüne tihendaja (kood 198110):

Küüneäärte tihendamiseks ja küüneplaadi silendamiseks.

### Silikoonpoleerid:

#### Silikoon poleer / peeneteraline (kood 198130)

#### Silikoon poleer / keskmine karedus (kood 198131)

#### Silikoon poleer / jämedateraline (kood 198132)

Kolm erineva tugevusega poleeri, mis on sobilikud kunstkünte töötamiseks, olgu nad siis geeli, akrüüli või mõnes muus tehnikas.

#### **Poleerimishari / väike (kood 190085):**

Küüsi tugevdava või siis seenevastase kreemi sissepoleerimiseks.

#### **Pehmed poleerid:**

**Pehme poleer / tekstiil (kood 198572)**

**Pehme poleer / tekstiil (kood 198571)**

**Pehme poleer / nahk (kood 198570)**

Erinevatest materjalidest ja kihtidest koosnevad poleerid on mõeldud naturaalseste künte ja kunstkünte läikima lõõmiseks.

#### **Küüenenaha lükkaja (kood 190071):**

Tundlikku küüenenahka ei tohi lõigata või lihvida, vaid tuleb küüenenaha lükkajaga esmalt kergelt vabastada ning seejärel tagasi lükata.

Tähtis teada: Mitte kasutada kõrgete pöörete juures.

## **D Hooldus ja puhastus**

### **Üldine ohutus**

Selleks, et mitte kahjustada seadme ohutust, vastupidavust ja suutlikkust tuleb kõiki seadmele teostatavaid laiendusi, ümberseadistamisi, modifikatsioone või parandusi lasta teostada ainult Promedi poolt volitatud isikutel.

### **Seadme puhastus**

Seadet puhastada ainult pehme, niiske lapiga. Puhastusainena kasutada natukene nõudepesu vedelikku. Kui vajate detailsemat informatsiooni, siis pöörduge Promedi müüjijärgse hoolduse osakonna poole.

### **Safiirotsikute puhastamine**

Tolmu- ja nahajäägid võib eemaldada otsikutelt hambaharjaga. Nakkuse leviku piiramiseks soovitame otsikuid desinfitseerida kas tavalise desinfitseeriva pihustiga või 90% puhta alkoholiga (saadaval apteegist).

## **E Klienditeenindus / Tehnilised andmed**

Parandusi monitorile võib teostada ainult tootja või tootja poolt volitatud hoolduskeskus. Tehnilised andmed leiate spetsiifilise seadme kirjelduse juurest.

## **F Ohutusnõuded**

### **Üldine**

Seade on kaitstud kiirguse eest vastavalt EÜ direktiivile 87/308/EEC.

Seade töötab voolul 230V / 50Hz ja ühendatud vooluvõrku läbi transformaatori.

### **Ettevaatusabinõud**

Elektrivoolust surmasaamisega seotud õnnetuste riski vähendamiseks:

Seadet mitte kasutada kui olete vannis või pesete ennast. Mitte kunagi asetada seadet või laadijat kohale, kust ta võib kukkuda või teda saab tõmmata vanni, kraanikaussi või tualetti.

Ärge püüdke kunagi vette kukkunud seadet veest välja tõmmata. Tõmmake pistik pistikupesast koheselt välja. Mitte kunagi ei tohi seadet vee alla või mõnesse muusse vedelikku panna.

Elektrivoolust surmasaamisega, põletustega ja tulekahjudega seotud õnnetuste riski vähendamiseks:

Ärge töötage seadmega kui seadme juhe või pistik on kahjustatud, seade ei tööta korralikult või on puutunud kokku veega.

Ärge painutage või tõmmake juhete ülemääraselt. Juhete eemaldage kontaktist ainult pistikust kinni hoides – mitte juhtmest. Hoidke juhete tulistest pindadest eemal.

**See toode on mõeldud ainult manikööri ja pedikööri tegemiseks. Ärge kasutage seadet mõnel muul eesmärgil.**

## **G Garantiitingimused**

See seade on enne tehast väljumist läbinud kvaliteedikontrolli. Garantiikaardi olemasolul kehtib tehase poolt antuna 2 aastane garanti alates ostukuupäevast järgnevatel tingimustel:

Kui seadmel peaks õigepärasest kasutamisest hoolimata ilmema tootmisest või materjalist tingitud märgatavaid defekte ning nad on avastatud garantiiperioodi jooksul, siis kõik defektsed osad vahetatakse tasuta välja ning samuti kaetakse parandusega seotud tööjõukulud.

Garantii kaotab kehtivuse kui seadet ei ole kasutatud korralikult (näiteks seade on mõranenud, ebasobiliku vooluallika kasutamine jt.), seadmesse on volitamata tungitud (näiteks seadme korpuse avamine jt.) või on kasutatud volitamata tagavaraosasid.

Garantii ei hõlma normaalsest kulumisest tingitud osade vahetamist.

Seadme mootor ja eemaldatavad osad ei kuulu selle garantii alla.

Garantiiperiood algab ostukuupäeval. Garantiihoolduse kasutamine ei mõjuta garantiiaja pikkust.

Garantiihooldust tuleb nõuelda enne garantiiperioodi lõppemist.

Vead, mis ilmnevad peale garantiiperioodi aegumist, ei kuulu rahuldamisele.

Garantii eelpoolnimetatud tingimuste raames jõustub ainult siis kui ostukuupäev garantiikaardil on kinnitatud ametliku edasimüüja templi/allkirjaga.

Kaebuse või vea korral saada kogu seade täidetud garantiikaardiga Teile sobilikku klienditeenindusse.

**NB! Asenduspuuri on võimalik küsida järgnevatele mudelitele: Profipuuriid – Pro touch S, Promed 520, Promed 2520**